



Medisoft käsihuuhde

DESINFITSEERIV GEEL

KASUTUSALA:

Medisofiti desinfitseeriv geel sobib kasutamiseks kohtades, kus on nõutud käte kõrge hügieen, näiteks tervishoiuasutused, toiduainetetööstused ja päevakodud.

✓ **OMADUSED:**

Medisofiti desinfitseeriv geel on etanoolipõhjaline, käsi tõhusalt desinfitseeriv loputusvahend. Etanooli sisaldus on 70%. Haihtub kätelt kiiresti ja jätab meeldiva tunde. Geel ei määri, ei jäta kätele lõhna ega maitset. Sisaldab nahka kaitsvaid ja pehmendavaid aineid ning ei kuivata käsi.

NB! Toode on kergestisüttiv. Säilitada tihedalt suletuna. Isoleerida süttimiskolletest.

✓ **PAKEND:**

100 ml, 0,5 l plastpudel; 1 l dispensopudel

✓ **PESULAHUSE KONTSENTRATSIOON:**

Geeli kasutatakse kontsentratsioonina.

✓ **KASUTAMISJUHEND:**

Doseeri käteloputusvahendit kätele piisavas koguses 3-5 ml (1-2 vajutust). Hõõru käsi korralikult, unustamata ka sõrmede vahesid ja sõrmeotsi. Enne tööle asumist lase kätel õhu käes kuivada. Järgi käte pesemise ja desinfitseerimise kohta antud soovitusi.

✓ **KOOSTIS:**

Denatureeritud alkohol, vesi, glütserool, karbomeer, tetrahüdrosüpropüületüleendiamiin, PEG-7, glütserüülkokoat.

Toote pH 6,5-7



AS ESTKO
www.estko.ee

Kangru, Kiili vald, Harju maakond 75401
Tel.6 790 310 Faks6 790 301
e-mail: info@estko.ee

Tartu esindus: Aardla 25B Tartu 50110
Tel.7 474 520 Faks 7 474 079
e-mail: tartu@estko.ee